

Тумбочка стационарная Т1/Д кат. № 500 007

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком, 480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с двумя отделениями: верхнее — ящик на шариковых направляющих полного выдвижения, нижнее — 2-х полочное с одной регулируемой полкой и металлической дверью. Внутренние размеры ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Столешница -

ламинированный постформинг.