

Тумбочка стационарная Т1/ДХ кат. № 500 009

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для
инструмента, материал металл, 480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Ниша	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с двумя отделениями: верхнее — ниша(высота 120мм), нижнее — 2-х полочное с одной регулируемой полкой и металлической дверью. Столешница — ламинированный постформинг.