

Тумбочка стационарная Т1 кат. № 500 018

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для инструмента, материал металл, 480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка 3-х полочная (две полки — регулируемые), с металлической дверью. Столешница – нержавеющая сталь