

Тумбочка стационарная Т2/Х кат. № 501 002

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для
инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком,
480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с 3-мя ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения. Внутренние размеры верхнего ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры остальных двух ящиков (высота наружной панели среднего ящика - 240 мм, высота наружной панели нижнего ящика - 362 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Столешница – ламинированный постформинг.