

Тумбочка стационарная Т2 кат. № 501 000

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для
инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком,
480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с двумя ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения. Внутренние размеры ящиков (высота наружных панелей ящиков - 362 мм): ширина — 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Столешница — ламинированный постформинг.