

Тумбочка передвижная Т4/Х кат. № 502 003

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком, на колесах, 480×480×935 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	480×480×935 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	935 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с двумя отделениями: верхнее — ящики на шариковых направляющих полного выдвижения, нижнее — однополочное с металлической дверью.

Внутренние размеры ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Тумбочка изготовлена в мобильном варианте на колесах Ø50 мм, два из которых — с тормозом. Столешница — ламинированный постформинг.