

Тумбочка стационарная Т5/Х кат. № 503 001

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для
инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком,
480×480×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	480×480×880 мм
Длина	480 мм
Ширина	480 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с пятью ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения. Внутренние размеры двух верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры двух средних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика (высота наружной панели ящика - 362 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Столешница — ламинированный постформинг.