

Тумбочка стационарная Т1/ХЛ кат. № 500 021

РЗН 2017/5288

тумбочка прикроватная, металл, вариант исполнения с дверцей / с полкой / со столешницей, на колесах, на опорах, размеры 460×415×690 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Вариант исполнения	с дверцей / с полкой / со столешницей
Конструкция	сварная
Тип дверцы	левая / правая
Колеса	Да
Опоры	Да
Полка	Да
Столешница	Да
Размеры	460×415×690 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка прикроватная с одной нерегулируемой полкой и металлической дверью. Оснащена двумя колесами Ø30 мм, расположенными сзади. Спереди - нерегулируемые опоры. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП.