

Тумбочка передвижная Т1/ХЛ кат. № 500 011

РЗН 2017/5288

тумбочка прикроватная, металл, вариант исполнения с выдвижным ящиком / с дверцей / с поворотным столиком / с полкой / со столешницей, на колесах, размеры 500×415×800(1120) мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с дверцей / с поворотным столиком / с полкой / со столешницей
Конструкция	сварная
Тип дверцы	левая / правая
Колеса	Да
Поворотный столик	Да
Полка	Да
Столешница	Да
Ящик	Да
Размеры	500×415×800(1120) мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка прикроватная с двумя отделениями: верхнее — выдвижной ящик, нижнее — 2-х полочное с одной нерегулируемой полкой и металлической дверью. Внутренние размеры ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349, глубина - 310 мм, высота - 79 мм. Столешница поворотного столика изготовлена из ламинированной ДСП.