

Тумбочка стационарная Т1/ХЛ кат. № 500 010

РЗН 2017/5288

тумбочка прикроватная, металл, вариант исполнения
с выдвижным ящиком / с дверцей / с полкой / со
столешницей, на колесах, на опорах, размеры
460×415×690 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с дверцей / с полкой / со столешницей
Конструкция	сварная
Тип дверцы	левая / правая
Колеса	Да
Опоры	Да
Полка	Да
Столешница	Да
Ящик	Да
Размеры	460×415×690 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка прикроватная с двумя отделениями: верхнее - выдвижной ящик, нижнее - 2-х полочное с одной нерегулируемой полкой и металлической дверью. Внутренние размеры ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349, глубина - 10 мм, высота - 79 мм. Тумбочка оснащена двумя колесами Ø30 мм, расположенными сзади. Спереди — нерегулируемые опоры. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП.