

Тупфер Sarstedt 101 16.5 мм, артикул 80.625

ФСЗ 2009/04699

пробы кожных покровов, транспортная среда
отсутствует, материал зонда пластик, материал
тампона вискоза, пробирка 16.5 × 101 мм, зонд 90 мм,
стерильно

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Использование	пробы кожных покровов
Транспортная среда	отсутствует
Материал зонда	пластик
Материал тампона	вискоза
Размер пробирки	16.5 × 101 мм
Длина зонда	90 мм
Стерильность	стерильно

Дополнительные характеристики

Тупферы для взятия мазков Sarstedt предназначены для лёгкого взятия и эффективной транспортировки бактериологических, серологических и цитологических проб. Negaths подходят для применения на неповреждённой коже и в физиологических отверстиях тела. Также можно применять в пищевой промышленности в рамках гигиенического контроля и для взятия проб с различных поверхностей.

Исполнение:

- длинные / короткие;
- пластмасса / алюминий;
- с / без транспортной среды, с угольной средой.

Нейтральные тупферы для мазков, стерильные:

Артикул	Ø/длина пробирки	Материал/длина стержня, мм	Материал тупфера	Упаковка/шт.
80.625	16.5 / 101	полистирол / 90	вискоза	500 шт. в пакете / 500 шт. в коробке
80.1301.500	13 / 145	полистирол / 150	вискоза	500 шт. во внутр.уп. / 2000 шт. в коробке
80.1303.500	13 / 145	алюминий / 155	вискоза	500 шт. во внутр.уп. / 2000 шт. в коробке