

Тупфер, артикул 80.1301

ФСЗ 2009/04699

пробы кожных покровов, транспортная среда
отсутствует, материал зонда пластик, материал
тампона вискоза, пробирка 12 × 155 мм, зонд 135 мм,
стерильно

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Использование	пробы кожных покровов
Транспортная среда	отсутствует
Материал зонда	пластик
Материал тампона	вискоза
Размер пробирки	12 × 155 мм
Длина зонда	135 мм
Стерильность	стерильно

Дополнительные характеристики

Упаковка: 100 шт. - пакет, 500 шт. - коробка.