

Тупфер, артикул 80.1303

ФСЗ 2009/04699

пробы кожных покровов, транспортная среда
отсутствует, материал зонда алюминий, материал
тампона вискоза, пробирка 12 × 155 мм, зонд 145 мм,
стерильно

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Использование	пробы кожных покровов
Транспортная среда	отсутствует
Материал зонда	алюминий
Материал тампона	вискоза
Размер пробирки	12 × 155 мм
Длина зонда	145 мм
Стерильность	стерильно

Дополнительные характеристики

Упаковка: 100 шт. - пакет, 500 шт. - коробка.