

Тупфер Sarstedt артикул 80.629 / 80.630 / 80.634

ФСЗ 2009/04699

урогенитальные пробы / пробы кожных покровов /
пробы раневых поверхностей, транспортная среда
отсутствует, материал зонда дерево / пластик,
материал тампона вискоза / хлопок, пробирка 12 × 105
мм / 12 × 150 мм / 15 × 102 мм, зонд 85 мм / 90 мм / 95
мм / 125 мм, стерильно

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Использование	урогенитальные пробы / пробы кожных покровов / пробы раневых поверхностей
Транспортная среда	отсутствует
Материал зонда	дерево / пластик
Материал тампона	вискоза / хлопок
Размер пробирки	12 × 105 мм / 12 × 150 мм / 15 × 102 мм
Длина зонда	85 мм / 90 мм / 95 мм / 125 мм
Стерильность	стерильно

Дополнительные характеристики

Тупферы для мазков в судебной медицине Sarstedt можно использовать как для взятия сравнительных проб, так и для выявления следов ДНК на месте преступления.

Исполнение:

- удлиненные (Forensic Swab L)/ длинные (Forensic Swab XL);
- полистирол / дерево;
- остроконечные тупферы (для установления следов под ногтями и т.д.).

Нейтральные тупферы для мазков, стерильные:

Артикул	Наименование	Ø/длина пробирки	Материал/длина стержня, мм	Материал тупфера	Упаковка/шт.
80.629	Тупферы для мазков в судебной медицине	15 / 102	полистирол / 90	вискоза	1 шт. в блистере 100 шт. во внутр. уп. 500 шт. в коробке
80.629.001	Тупферы для мазков в судебной медицине	15 / 102	дерево / 95	хлопок	1 шт. в блистере 100 шт. во внутр. уп. 500 шт. в коробке
80.629.101	Тупферы для мазков в судебной медицине, остроконечные	15 / 102	дерево / 95	хлопок	1 шт. в блистере 100 шт. во внутр. уп. 500 шт. в коробке
80.630	Тупферы для мазков в судебной медицине размер L	12 / 105	полистирол / 85	вискоза	1 шт./контроль целостности 50 шт. во внутр.уп. 500 шт. в коробке
80.634	Тупферы для мазков в судебной медицине размер XL	12 / 150	полистирол / 125	вискоза	1 шт./контроль целостности 50 шт. во внутр.уп. 500 шт. в коробке