

Учебный АНД Laerdal AED Trainer 3

учебный дефибриллятор, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	учебный дефибриллятор
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 198-00150.

Учебный АНД Laerdal AED Trainer 3 - учебный дефибриллятор.

Характеристики:

- предоставляет реалистичный опыт оказания помощи в ситуациях внезапной остановки сердца;
- воспроизводит внешний вид и уникальный функционал реального АНД HeartStart FR3 без нанесения разряда;
- 8 предустановленных сценариев, разработанных в соответствии с международными программами подготовки и рекомендациями АНА и ERC 2010 года
- возможность настройки параметров сценариев, изменения языка голосовых команд;
- работает от 4 щелочных батареек типа AA;
- кейс с функцией автоматического включения АНД при открытии крышки и заранее подключенными учебными электродами для отработки быстрого оказания помощи;
- пульт дистанционного управления (опционально) - позволяет инструктору выбирать, запускать, останавливать и изменять ход сценария.