

Установка для интенсивной фототерапии Bilicot LED

РЗН 2015/3124

фототерапия / обогрев, напольный, излучатель
светодиоды, количество источников излучения 10,
425-500 нм

NOVOS, Турция



Характеристики

Назначение	фототерапия / обогрев
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	10
Функция обогрева	Да
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Длина волн	425-500 нм
Интенсивность излучения	0.5 - 0.6 Вт