

Установка для локальной криотерапии cryoAir C 200

ФСЗ 2010/07195

локальная криотерапия, минимальная рабочая температура -40°C, воздушный поток 350-1500 л/мин, выходная мощность 130-600 Вт, мощность компрессора 850 Вт, 9 скоростей

МесоТес GmbH, Германия



Характеристики

Криотерапия	локальная
Минимальная рабочая температура	-40°C
Скорость воздушного потока	350-1500 л/мин
Выходная мощность	130-600 Вт
Средняя мощность компрессора	850 Вт
Длина шланга	170 мм
Количество скоростей	9

Габариты

Размеры	1020×430×485 мм
Вес	75 кг

Дополнительные характеристики

В наши дни криотерапия применяется в различных областях медицины: ревматология, ортопедия, травматология, хирургия, спортивная медицина, неврология, медицина внутренних органов, дерматология, лечебная косметология, физиотерапия, лечебная гимнастика, а также реабилитация, санаторное лечение, клиническое лечение, оказание помощи при несчастных случаях и катастрофах. В комплектацию аппарата входит комплект сменных насадок разного диаметра для применения вариаций криопроцедур: стандартная щелевая (100×15 мм), 1—5 мм, 2—15 мм, 3—25 мм. Криотерапевтическая установка имеет замкнутый рефрижераторный цикл. Установка заправлена определенным количеством хладагента, допущенного к использованию и герметично закрытого. Специальное обслуживание холодильной установки не требуется. Установка разработана для длительной работы без технического обслуживания.