

Установка для локальной криотерапии cryoAir C 600

ФСЗ 2010/07195

локальная криотерапия, минимальная рабочая температура -60°C, воздушный поток 350-1500 л/мин, выходная мощность 130-600 Вт, мощность компрессора 1000 Вт

МесоТес GmbH, Германия



Характеристики

Криотерапия	локальная
Минимальная рабочая температура	-60°C
Скорость воздушного потока	350-1500 л/мин
Выходная мощность	130-600 Вт
Средняя мощность компрессора	1000 Вт
Длина шланга	170 мм

Габариты

Размеры	1020×440×620 мм
Вес	80 кг

Дополнительные характеристики

В наши дни криотерапия применяется в различных областях медицины: ревматология, ортопедия, травматология, хирургия, спортивная медицина, неврология, медицина внутренних органов, дерматология, лечебная косметология, физиотерапия, лечебная гимнастика, а также реабилитация, санаторное лечение, клиническое лечение, оказание помощи при несчастных случаях и катастрофах.