

Установка для локальной криотерапии cryoAir Mini

ФСЗ 2010/07195

локальная криотерапия, минимальная рабочая температура -32°C, воздушный поток 350-1000 л/мин, выходная мощность 130-450 Вт, мощность компрессора 800 Вт

МесоТес GmbH, Германия



Характеристики

Криотерапия	локальная
Минимальная рабочая температура	-32°C
Скорость воздушного потока	350-1000 л/мин
Выходная мощность	130-450 Вт
Средняя мощность компрессора	800 Вт
Длина шланга	170 мм

Габариты

Размеры	980×360×485 мм
Вес	60 кг

Дополнительные характеристики

В наши дни криотерапия применяется в различных областях медицины: ревматология, ортопедия, травматология, хирургия, спортивная медицина, неврология, медицина внутренних органов, дерматология, лечебная косметология, физиотерапия, лечебная гимнастика, а также реабилитация, санаторное лечение, клиническое лечение, оказание помощи при несчастных случаях и катастрофах.