

Установка фототерапевтическая для новорожденных BL-50

РЗН 2017/5709

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 1, 425-475 нм

Zhengzhou Dison Instrument and Meter Co., Китай



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	1
Функция обогрева	Да
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Рабочая частота	60 Гц
Длина волн	425-475 нм
Интенсивность излучения	0.5 Вт
Расстояние	300 мм
Размер	1350-1650 мм