

Установка фототерапевтическая Naos plus GINEVRI

ФСЗ 2009/03694

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 4 / 6, 455 нм

GINEVRI srl, Италия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	4 / 6
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Длина волн	455 нм
Интенсивность излучения	1 Вт
Вес	13 кг
Размер	580×290×110 мм