

Установка механотерапевтическая «Ормед - кинезо»

ФСР 2010/07241

кинезотерапия, 3-х секционная, допустимая нагрузка  
120 кг, аварийная кнопка, подогрев, 2440×670×1000  
мм

Научно-внедренческое предприятие Орбита ООО,  
Россия



Характеристики

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Процедуры                   | кинезотерапия                |
| Количество секций           | 3-х секционная               |
| Секции                      | головная / грудная / тазовая |
| Регулировка                 | электропривод                |
| Управление                  | сенсорный ЖК-пульт           |
| Продолжительность процедуры | 30 мин                       |
| Частота колебаний кушетки   | 16.8-31.2 количество/мин     |
| Допустимая нагрузка         | 120 кг                       |
| Аварийная кнопка            | Да                           |
| Подогрев                    | Да                           |
| Масса                       | 85 кг                        |
| Размеры                     | 2440×670×1000 мм             |

Дополнительные характеристики

Установка механотерапевтическая Ормед-Кинезо предназначена для дозированного динамического изменения углов в передне-заднем направлениях с различными режимами сгибания и разгибания в грудном и поясничном отделах позвоночника. Кинезотерапия дает непринудительное вытяжение позвоночника в пассивном режиме, при положении лежа без активного участия мышц туловища с регулировкой действующего усиления (угла и амплитуды сгибания и разгибания). Это оказывает лечебное и тренировочное воздействие на связки позвонков и межпозвоночных дисков, способствует профилактике и лечению искривлений позвоночника, улучшению подвижности его звеньев. Кроме того, лечебные движения на аппарате разрабатывают глубокие мышцы, не задействованные в обычной жизни, восстанавливают ритм и глубину дыхания.