

Установка механотерапевтическая «Ормед - профессионал»

ФСР 2010/07241

вибрационный массаж / вытяжение /
паравертебральный массаж, допустимая нагрузка 150
кг, подогрев, 2250×640×600 мм

Научно-внедренческое предприятие Орбита ООО,
Россия



Характеристики

Процедуры	вибрационный массаж / вытяжение / паравертебральный массаж
Вытяжение	грудного отдела / поясничного отдела / суставов верхних и нижних конечностей / шейного отдела
Регулировка	электропривод
Высота подъема роликов-массажеров	0 - 50 мм, 9 уровней мм
Сила вытяжения	2-60 кг
Управление	сенсорный ЖК-пульт
Продолжительность процедуры	60 мин
Общая зона массажа	850 мм
Допустимая нагрузка	150 кг
Подогрев	Да
Масса	130 кг
Размеры	2250×640×600 мм

Дополнительные характеристики

Профессиональная механотерапевтическая установка Ормед-Профессионал для дозированного вытяжения (тракции) позвоночника и вибрационно-теплого, роликового массажа. Эффективна при реабилитации и профилактике заболеваний у больных с неврологическими проявлениями шейного, грудного и поясничного остеохондроза, а также остеохондроза суставов. Аппарат для вытяжения позвоночника работает электронно, параметры вытяжения настраиваются с сенсорного ЖК-пульта управления и строго дозированы.