

Установка механотерапевтическая «Ормед - релакс»

ФСР 2010/07241

вибрационный массаж / микрорастягивание /
роликовый массаж, 3-х секционная, допустимая
нагрузка 120 кг, подогрев, 2035×670×660 мм

Научно-внедренческое предприятие Орбита ООО,
Россия



Характеристики

Процедуры	вибрационный массаж / микрорастягивание / роликовый массаж
Вытяжение	позвоночника
Количество секций	3-х секционная
Регулировка	электропривод
Высота подъема роликов-массажеров	0 - 50 мм мм
Управление	сенсорный ЖК-пульт
Продолжительность процедуры	30 мин
Общая зона массажа	800 мм
Допустимая нагрузка	120 кг
Подогрев	Да
Масса	80 кг
Размеры	2035×670×660 мм

Дополнительные характеристики

Установка механотерапевтическая Ормед - Релакс - это установка для вибрационно-теплового роликового массажа позвоночника. Профессиональное физиотерапевтическое оборудование, созданное для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Массажная кушетка с электроприводом при этом проста в применении - процедуры не требуют постоянного присутствия медперсонала. Механический массаж подходит как для использования в лечебных учреждениях (расчитан на лечение 15-20 человек в день), так и для дома или офиса. Рекомендован даже для лечения детей с 6-и летнего возраста.