

Установка механотерапевтическая «Ормед - тракцион»

ФСР 2010/07241

вытяжение, 3-х секционная, допустимая нагрузка 150 кг, подогрев, поручни для рук, отверстие для лица, 2050×650×750 мм

Научно-внедренческое предприятие Орбита ООО, Россия



Характеристики

Процедуры	вытяжение
Вытяжение	пояснично-крестцового отдела / суставов верхних и нижних конечностей / шейного отдела
Тип вытяжения	дифференцированное / переменное / постоянное / с плавной регулировкой угла во фронтальной и сагиттальной плоскостях / симметричное
Количество секций	3-х секционная
Секции	головная / ножная / тазовая
Регулировка	пневмопружина / электропривод
Сила вытяжения	2-60 кг
Угол наклона головной секции (вверх/вниз/влево/вправо)	30/5/20/20 °max
Угол поворота тазовой секции (влево/вправо)	19/19 °max
Угол тракционного вытяжения позвоночника	20 °
Управление	сенсорный ЖК-пульт
Ширина ложа	650 мм
Допустимая нагрузка	150 кг
Подогрев	Да
Поручни для рук	Да
Отверстие для лица	Да
Масса	95 кг
Размеры	2050×650×750 мм

Дополнительные характеристики

Установка механотерапевтическая ОРМЕД-Тракцион - это многофункциональное тракционное оборудование для горизонтального вытяжения позвоночника. Сухое вытяжение позвоночника, электронное, параметры вытяжения строго дозированы, настраиваются с сенсорного ЖК-пульта управления. Предназначен для проведения тракционной терапии, которая сегодня является патогенетически обоснованным методом лечения различных дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Тракционное оборудование может использоваться как кровать для лечения позвоночника с функцией сухого вытяжения позвоночника. При заказе комплектуется лицевой подушкой.