

Установка обогрева и фототерапии новорожденных Elios GINEVRI

ФСЗ 2009/03794

фототерапия / обогрев, напольный, излучатель
светодиоды, количество источников излучения 4 / 6

GINEVRI srl, Италия



Характеристики

Назначение	фототерапия / обогрев
Тип	напольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	4 / 6
Функция обогрева	Да
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Вес	19 кг