

Установка для дезинфекции медицинских отходов MEDISTER 10

ФСЗ 2009/04443

обеззараживатель, СВЧ-воздействие, объем камеры 8 л, производительность 9 л/ч, 40 мин.

МЕТЕКА GmbH, Австрия



Характеристики

Вид	обеззараживатель
Метод обеззараживания	СВЧ-воздействие
Объем камеры	8 л
Производительность	9 л/ч
Продолжительность цикла	40 мин.
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц +/- 50 МГц
Дисплей	ЖК
Подключения	- электричество - емкость для слива конденсата
Электрические параметры	220 В, 50 Гц
Размер	590×450×510 мм
Вес	39 кг