

Установка для дезинфекции медицинских отходов MEDISTER 160

ФСЗ 2009/04443

обеззараживатель, СВЧ-воздействие, объем камеры
60 л, производительность 60 л/ч, 45 мин.

МЕТЕКА GmbH, Австрия



Характеристики

Вид	обеззараживатель
Метод обеззараживания	СВЧ-воздействие
Объем камеры	60 л
Производительность	60 л/ч
Продолжительность цикла	45 мин.
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц +/- 50 МГц
Дисплей	сенсорный ЖК
Подключения	- электричество - вода - канализация / емкость для слива конденсата - вытяжная вентиляция (рекомендовано)
Электрические параметры	380 В, 50 Гц
Размер	1160×732×1670 мм
Вес	350 кг

Описание

Medister 160 — стационарная установка для термического обеззараживания медицинских отходов с применением микроволновой (СВЧ) технологии. Предназначена для обработки инфицированных отходов классов Б и В непосредственно на месте их образования в медицинских организациях.

Обеззараживание осуществляется за счёт равномерного микроволнового нагрева и образования водяного пара внутри отходов без применения химических реагентов. Установка работает в автоматическом режиме, оснащена микропроцессорным управлением и системой блокировки дверцы на время цикла.

Основные характеристики:

- рабочий объём – 60 л;
- средняя продолжительность цикла – около 45 минут;
- электропитание – 3×400/230 В, 50 Гц;
- потребляемая мощность – около 6.5 кВт;
- технология обеззараживания – СВЧ.