

Установка для дезинфекции медицинских отходов MEDISTER 20

ФСЗ 2011/11307

обеззараживатель, СВЧ-воздействие, объем камеры
20 л, производительность 20 л/ч, 45 мин.

МЕТЕКА GmbH, Австрия



Характеристики

Вид	обеззараживатель
Метод обеззараживания	СВЧ-воздействие
Объем камеры	20 л
Производительность	20 л/ч
Продолжительность цикла	45 мин.
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц +/- 50 МГц
Дисплей	ЖК
Подключения	- электричество - емкость для слива конденсата
Электрические параметры	220 В, 50 Гц
Размер	830×550×630 мм
Вес	95 кг