

Установка для дезинфекции медицинских отходов MEDISTER 60

ФСЗ 2009/04443

обеззараживатель, СВЧ-воздействие, объем камеры
30 л, производительность 30 л/ч, 45 мин.

МЕТЕКА GmbH, Австрия



Характеристики

Вид	обеззараживатель
Метод обеззараживания	СВЧ-воздействие
Объем камеры	30 л
Производительность	30 л/ч
Продолжительность цикла	45 мин.
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц +/- 50 МГц
Дисплей	сенсорный ЖК
Подключения	- электричество - вода - канализация / емкость для слива конденсата - вытяжная вентиляция (рекомендовано)
Электрические параметры	220 В, 50 Гц
Размер	1160×732×1370 мм
Вес	320 кг