

Игла биопсийная Sterylab FULL-OPTY с IFR

РЗН 2017/5967

ручная, биопсия мягких тканей, Меньжини, размер 16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G, длина 9 см / 11 см / 15 см / 20 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	Меньжини
Размер	16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G
Длина	9 см / 11 см / 15 см / 20 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла биопсийная Sterylab FULL-OPTY с IFR - тип модифицированный Меньжини с IFR (полное сохранение клеток).

Характеристики:

- Позволяет осуществить взятие **цитологического** и **микро-гистологического** материала во время одной пункции.
- SAC (Стерео абразивная цитология) получение цитологического материала: свободные от стромы клетки (всегда остаются в игле).
- Изготовлена из стали **Echinox** - эхорефлекторная сталь - игла видна по всей длине на мониторе.
- Вспомогательный **автоматический вакуум**: эргономичная и еще более облегчающая процедуру, рукоять.
- Полное восстановление клеток из полости шприца: сохранение всех клеток, обычно потерянных при выполнении биопсии обычной иглой.
- Full-Opty может также выпускаться в специальных наборах для использования с КТ сканером или ЯМР (со съемной канюлей).
- **Сантиметровый маркер** и **скользящий ограничитель глубины** обеспечивают точное размещение иглы.
- Стерильна, в индивидуальном блистере.

Размеры:

- 16G (1.6 мм) - длина 9 / 11 / 15 / 20 см
- 17G (1.4 мм) - длина 9 / 11 / 15 / 20 см
- 18G (1.2 мм) - длина 9 / 11* / 15* / 20 см
- 19G (1.05 мм) - длина 9 / 11* / 15* / 20 см
- 20G (0.9 мм) - длина 9 / 11* / 15* / 20 см
- 21G (0.8 мм) - длина 9 / 11* / 15* / 20 см
- 22G (0.7 мм) - длина 9 / 11* / 15* / 20 см

* доступные размеры для модификации **Full-Opty SET-TAC** - набор для коаксиальной процедуры **под контролем КТ** сканера (включает в себя направляющую иглу).

В упаковке: 10 шт.