

Устройство для дренирования Angioplast SR-04

РЗН 2016/3710

универсальное, активное дренирование, ёмкость 50
мл, катетер типа Редон

Angioplast, Индия



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Тип устройства	гофрированный баллон
Ёмкость	50 мл
Дренажный катетер	типа Редон

Описание

Система дренирования AngelTouch Mini-Vac SR-04 – дренажный набор для активного послеоперационного дренирования ран у детей.

Комплектация

- Сильфон с коннекторами.
- Соединительная трубка с Y-образным переходником.
- Игла с катетером.
- Запасной перфорированный катетер типа Редон. Рентгеноконтрастный.

Название	Объём
Система дренирования раны у детей Mini-Vac SR-04	50 мл