

Устройство для дренирования Redax Bellows

ФСЗ 2011/11376

универсальное, активное дренирование, ёмкость 50 / 200 / 500 / 700 мл, сборный мешок 200 / 600 мл, катетер 6-18 СН

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Тип устройства	гофрированный баллон
Ёмкость	50 / 200 / 500 / 700 мл
Сборный мешок	200 / 600 мл
Дренажный катетер	6-18 СН

Описание

Дренажное устройство Redax Bellows – это система типа «гармошка», предназначенная для активного дренирования ран.

Дренаж раневого отделяемого происходит под действием разрежения, создаваемого при расправлении эластичных стенок «гармошки» и металлической пружины, установленной внутри неё. Раневое отделяемое после заполнения дренажной ёмкости может быть удалено в мешок для сбора.

Особенности

- Объём устройства: 50 / 200 / 500 / 700 мл.
- Пружина ограничивает размеры и обеспечивает постоянный уровень всасывания и производительность.
- Средний уровень разрежения: -100 мм рт.ст. (стандартная версия) / -200 мм рт.ст. (высокого давления).
- Градуировка мешка для сбора позволяет проверить количество собранной жидкости.
- Антирефлюксный клапан предотвращает обратный ток жидкости, что снижает риск инфекционных осложнений.
- Устройство оснащено удлинительной трубкой с регулятором потока и универсальным адаптером к дренажным трубкам диаметром 6-18 СН для подсоединения к дренажам из ПВХ.

Комплектация

В комплект входит удлинительная трубка с регулятором потока и мультиразмерный коннектор.

Может комплектоваться дренажом (с троакаром или без) и сборным мешком 200 / 600 мл (со сливным краном или без).

Принадлежности: каталог коннекторов.