

Устройство для дренирования Vygon Mini-Redon

РЗН 2013/14

универсальное, активное дренирование, ёмкость 20 / 50 мл, катетер 6 / 8 CH

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Тип устройства	гофрированный баллон
Ёмкость	20 / 50 мл
Дренажный катетер	6 / 8 CH

Описание

Mini-Redon – устройство для активного дренирования малых объемов в послеоперационном периоде.

Устройство Mini-Redon представляет собой набор в составе:

- ёмкость 20 / 50 мл;
- соединительная трубка 6 / 8 Fr для подключения к дренажу по Redon;
- дренаж по Redon 6 / 8 Fr с иглой Алена.

Артикул	Объём	Разщмер дренажа
624.261	20 мл	6 Fr
624.581	50 мл	8 Fr