

Устройство для фототерапии новорожденных Leddy bloo 1971

РЗН 2018/7298

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
460±15 нм

MEDIPREMA SAS, Франция



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Длина волн	460±15 нм
Интенсивность излучения	0.04 Вт
Расстояние	340 мм
Средний срок службы ламп	2000 ч
Вес	4 кг
Размер	575×315×120 мм