

Устройство для фототерапии новорожденных Leddy bloo 1972

РЗН 2018/7298

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
400 - 550 нм

MEDIPREMA SAS, Франция



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Длина волн	400 - 550 нм
Интенсивность излучения	0.025 Вт
Средний срок службы ламп	2000 ч
Вес	1.3 кг
Размер	385×145×80 мм