

Устройство для фототерапии новорожденных Mono bloo

РЗН 2018/7298

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 6, 400 - 550 нм

MEDIPREMA SAS, Франция



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	6
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Длина волн	400 - 550 нм
Интенсивность излучения	0.017 Вт
Средний срок службы ламп	2000 ч
Вес	28 кг
Размер	960×725×1260-1600 мм

Дополнительные характеристики

- матрас 1 - 184×324 мм, около 542 см2 (508 см2 эффективная площадь);
- матрас 2 - 114×254 мм, около 259 см2 (208 см2 эффективная площадь).