

Устройство для фототерапии новорожденных вариант исполнения B'bloo

РЗН 2018/6957

фототерапия, настольный, излучатель светодиоды, 460 нм

MEDIPREMA SAS, Франция



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	настольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Длина волн	460 нм
Интенсивность излучения	0.033 Вт
Вес	2.8 кг
Размер	210×190×255 мм

Дополнительные характеристики

- с управляющим блоком без добавочных креплений, размещаемым на мебельной полке;
- с управляющим блоком, размещаемым на мобильной стойке;
- с управляющим блоком, имеющим крепления для фиксации на стандартной медицинской рельсе любого другого аппарата.