

## Устройство для подогрева растворов RANGER

ФСЗ 2012/12041

инфузионная терапия / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей / кормление новорожденных, скорость инфузии 0-500 мл/ч, контроль температуры

3M Health Care, США



### Характеристики

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение           | инфузионная терапия / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей / кормление новорожденных |
| Скорость инфузии     | 0-500 мл/ч                                                                                                         |
| Подогрев             | 28-42 °C                                                                                                           |
| Контроль температуры | Да                                                                                                                 |
| Теплообменник        | встроенный                                                                                                         |
| Вес                  | 3.2 кг                                                                                                             |
| Размер               | 110×190×250 мм                                                                                                     |

### Дополнительные характеристики

#### Особенности подогревателя Ranger:

- передовая технология «сухого нагрева» с помощью специальных инфузионных кассет-теплообменников, исключая риск инфицирования растворов для внутривенного вливания;
- наличие 6 вариантов кассет для различных потребностей/возраста пациента, специальная кассета с фильтром и ловушкой пузырьков для переливания донорской крови и ее компонентов;
- современный дизайн, удобный для работы и практичный для обработки поверхностей;
- согревание растворов до заданной температуры даже при очень высокой скорости инфузии (до 500 мл/мин).
- наличие специальных кассет, облегчающих очистку внутренних поверхностей подогревателя.