

Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов DRY MASTER Advanced

ФСЗ 2008/02428

вмещает эндоскопов 4 шт., с системой продува, сохранение асептики 3 суток, нержавеющая сталь, есть фильтр

ENDO-TECHNIK Wolfgang Griesat GmbH, Германия



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	4 шт.
Система продува	Да
Срок сохранения асептики	3 суток
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Материал	металл
Фильтр	Да
Размер	1250×360×2100 мм
Вес	126 кг

Дополнительные характеристики

DRY MASTER Advanced является шкафом, используемый для хранения гибких эндоскопов и другом медицинской техники. Внешние стенки шкафа полностью состоят из нержавеющей стали. Шкаф вмещает в себя до 8 эндоскопов. Срок их хранения составляет до 3 суток. В течение этого времени выполняется постоянная продувка теплым воздухом всех каналов эндоскопа. Каждый канал эндоскопа присоединяется к системе сушки шкафа. Шкаф может быть установлен в хирургических и эндоскопических отделениях больниц и медицинских центров.

Особенности:

- электронная документация всех параметров;
- высокий уровень защиты через имя пользователя и пароль, аварийное выключение;
- фильтр Millipore (OPTICAP XL2 W / Aervent-2, 0.2 мкм).