

Устройство для вспомогательного кровообращения MEDOS DELTASTREAM III

ФСЗ 2012/12090

датчик давления / потока/пузырьков / температуры /
уровня жидкости

Xenios AG, Германия



Характеристики

Датчики

давления / потока/пузырьков / температуры / уровня
жидкости

Дополнительные характеристики

Применим для полной поддержки сердечно-легочного аппарата или экстракорпоральной мембранной оксигенации при проведении операций на сердце, лабораторной катетеризации сердца, интенсивной терапии. Аппарат оснащен панелью управления, аккумуляторной батареей и устройством терморегуляции.