

Устройство для введения Medtronic Sil-serter MMT-385

РЗН 2015/3140

устройство для введения катетера

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	устройство для введения катетера
-----	----------------------------------

Описание

Sil-Serter - устройство для простого безошибочного введения инфузионных наборов Silhouette. Устройство для автоматической установки инфузионной системы типа Quick-Set. Обеспечивает быстрое, легкое и практически безболезненное введение. Устройство для введения типа Silhouette может использоваться для введения канюли из любого одноименного инфузионного набора (типа Silhouette) вне зависимости от вариантов комплектности набора. Заряженное устройство Sil-Serter (с установленной в него инфузионной системой во взведенном состоянии) не должно располагаться над той частью тела, где установка инфузионной системы нежелательна. Устройство требует использования с совместимой с ним и исправной инфузионной системы во избежание травм. Дополнительная информация о материале: кнопка: поликарбонат, пружина: нержавеющей сталь, регулятор тяги: сантопрен, пружина отжатия кнопки: нейлон.