

Дозатор локтевой БелАсептика ДУ-010

локтевой, настенный, рычаг пластик / металл, ёмкость еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 1.5 до 2.5 мл

БелАсептика ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	пластик / металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 1.5 до 2.5 мл

Дополнительные характеристики

Для производства **дозаторов локтевых БелАсептика ДУ-010** использованы только высококачественные материалы (высокопрочный ударопрочный ABS-пластик, все медицинские части - ручка, трубка подачи жидкости, внутренние детали - выполнены из цельной медицинской нержавеющей стали). Разбрызгиватель оснащен защитным чехлом, что исключает возможность поломки при неосторожном механическом воздействии.