

Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии
УОН-03Ф «АКСИОН»

ФСР 2009/06379

фототерапия / обогрев, напольный, излучатель
инфракрасный / светодиоды, количество источников
излучения 1, 400-550 нм

Концерн Аксион ООО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия / обогрев
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Вид излучателя	инфракрасный / светодиоды
Количество источников излучения	1
Функция обогрева	Да
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Рабочая частота	50 Гц
Время непрерывной работы	100 ч
Длина волн	400-550 нм
Интенсивность излучения	до 1.2 Вт
Расстояние	850±50 мм
Вес	70 кг
Размер	770×1150×1950 мм

Дополнительные характеристики

- возможность проведения сеанса фототерапии одновременно с сеансом обогрева, в автоматическом или ручном режимах;
- наличие дополнительного источника обогрева - гибкого нагревательного элемента, установленного в подогревающую подушку;

- наличие тормозных механизмов на двух колесах;
- наличие двух полок для удобства персонала;
- использование накового датчика для контроля температуры нагрева.