

Устройство психофизиологическое телеметрическое «Реакор-Т», исполнение Мини

ФСР 2010/07253

4 каналов, режим автономный / автономно-телеметрический / телеметрический, видеооборудование, датчики, зарядное устройство, имитатор сигналов, подключение к ПК, пульсоксиметр, память

Медиком МТД ООО НПКФ, Россия



Характеристики

Количество каналов	4
Режимы	автономный / автономно-телеметрический / телеметрический
Видеооборудование	Да
Датчики	Да
Зарядное устройство	Да
Имитатор сигналов	Да
Подключение к ПК	Да
Пульсоксиметр	Да
Энергонезависимая память	Да