

## Суточный монитор ЭКГ Schiller Medilog AR12 plus

ФСЗ 2011/10941

ЭКГ двухканальная / трехканальная, регистрация данных до 72 ч, размеры 76×60×25 мм, масса 0.115 кг

Schiller AG, Швейцария



### Характеристики

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ЭКГ                      | двухканальная / трехканальная |
| Частота дискретизации    | 8000 Гц                       |
| Время регистрации данных | 72 ч                          |
| Размеры                  | 76×60×25 мм                   |
| Масса                    | 0.115 кг                      |

### Описание

---

**Medilog AR12 plus** – суточный монитор ЭКГ.

Снижение рабочей нагрузки благодаря технологии Pure ECG.

Отличительной особенностью регистраторов medilog серии «plus» является новый уникальный усилитель ЭКГ, который был специально разработан компанией SCHILLER для совершенствования мобильной регистрации ЭКГ по Холтеру. Благодаря этому усилителю на основе технологии Pure ECG™ удается достичь значительно более высокого качества регистрируемых данных ЭКГ, чем при использовании других приборов.

#### Характеристики Schiller Medilog AR12 plus:

- Технология PureECG
- Анализ HRV
- Fire of Life
- Распознавание апноэ
- Анализ ST / QT / пейсмекера
- Распознавание QRS
- Распознавание зубца Р и предсердный анализ
- Датчик движений
- Беспроводной интерфейс Bluetooth
- Датчик SpO2 (опция)
- Регистрация ЭКГ по 1 или 3 каналам
- Максимальное время регистрации - 80 часов
- Водостойкий корпус