

## Увлажнитель Fisher & Paykel myAirvo2 с интегрированным генератором потока

РЗН 2015/3522

скорость потока 2 - 60 л/мин, температура 31 - 37 °C

время разогрева 10 - 30 мин

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



### Характеристики

---

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Скорость потока     | 2 - 60 л/мин |
| Диапазон температур | 31 - 37 °C   |
| Время разогрева     | 10 - 30 мин  |

### Дополнительные характеристики

---

**Увлажнитель с интегрированным генератором потока воздуха F&P myAirvo2** был разработан для высокопоточной кислородотерапии с помощью Optiflow в домашних условиях и для длительной терапии в мед. учреждениях. Передовая технология увлажнения Fisher & Paykel Healthcare позволяет myAirvo 2 комфортно обеспечивать высокие потоки воздушно-кислородных смесей для самостоятельно дышащих пациентов с помощью уникального интерфейса назальной канюли Optiflow или доступных интерфейсов трахеостомии.

#### Особенности

- Три настройки температуры: 31, 34 и 37°C
- Система со встроенным генератором потока подразумевает портативность – нет необходимости в шумном, тяжелом компрессоре или централизованной подаче воздуха.
- Разнообразие интерфейсов, разработанных специально для проведения высокопоточной назальной терапии Optiflow. При высоких скоростях потока необходимо добиться высокого уровня комфорта, что и призван обеспечить интерфейс.

#### Настройки потока:

- по умолчанию: от 10 до 60 л/мин (с шагом 5 л/мин);
- детский режим: от 2 до 25 л/мин (с шагом 1 л/мин).

#### Интерфейсы пациента:

- Назальные канюли Optiflow.
- Трахеостомический интерфейс Optiflow.
- Маски со стандартным коническим соединением 22 мм.

#### Камеры увлажнителя:

- 900PT290E – самозаполняющаяся камера увлажнителя MR290;
- HC360 – многоразовая камера увлажнителя HC360.

**Размеры:** 295×170×175 мм.

**Вес:** 2.2 кг – само устройство, 3.4 кг – в упаковочной сумке с доп. принадлежностями.