

Увлажнитель кислорода пузырьковый Intersurgical AquaFlow

ФСЗ 2009/03551

увлажнитель, одинарный, ёмкость 120 / 500 мл

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	одинарный
Ёмкость	120 / 500 мл

Описание

Пузырьковые увлажнители AquaFlow™ используются в схемах кислородотерапии. Они позволяют получить увлажненный кислород (относительная влажность более 85%) комнатной температуры. В увлажнителях используется дистиллированная вода (например, стерильная вода Baxter®). Соединение с расходомером – соединительная муфта «гайка-барашек» с резьбовым соединением 9/16 UNF (D.I.S.S). Если резьба и соединение отличаются, используются адаптеры (см. ниже), которые могут входить в комплект увлажнителя.



Код	Описание
1506000	Увлажнитель без ёмкости
1507000	Увлажнитель с ёмкостью 500 мл
1505000	Увлажнитель с ёмкостью 500 мл и адаптером M12
1521000	Домашний увлажнитель с ёмкостью 120 мл
1520000	Домашний увлажнитель с ёмкостью 120 мл и адаптером M12

Серия пузырьковых увлажнителей AquaFlow применима у пациентов, нуждающихся в кислородной терапии разной концентрации, а AquaMist обеспечивает точную концентрацию кислорода с доставкой аэрозоля с частицами воды.