

Увлажнитель небулайзерный Intersurgical AquaMist

ФСЗ 2009/03551

увлажнитель, одинарный, поток 5-11 л/мин, ёмкость 500 мл, с креплением на рельс

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	одинарный
Скорость потока	5-11 л/мин
Ёмкость	500 мл
Крепление на рельс	Да

Описание

Небулайзерный увлажнитель, распылитель AquaMist от Intersurgical разработан для доставки точной концентрации увлажненного кислорода. Увлажняющий небулайзер позволяет врачу прописывать определенную концентрацию кислорода, что не будет зависеть от скорости потока или особенностей дыхания

пациента.

Код	Описание
1509	Увлажнитель с ёмкостью 500 мл
1508	Увлажнитель без ёмкости
1502	Увлажнитель с ёмкостью 500 мл и ВОС адаптером
1500	Увлажнитель без ёмкости с ВОС адаптером
1500001	Увлажнитель без ёмкости, аэрозольная маска для взрослых, ВОС адаптер, шланг 2 м