

УЗИ аппарат AcuVista RS880b

ФСЗ 2010/07908

переносной (карманный), класс базовый, для экстренной диагностики, портов для датчиков 1 шт., монитор 5", частота 2.5-8.5 МГц

AcuVista, Китай



Характеристики

Тип	переносной (карманный)
Класс	базовый
Вид	для экстренной диагностики
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	5"
Частота	2.5-8.5 МГц
Размеры	230×120×38 мм
Вес	0.700 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	B, B+B, B+M, 4B
---------------------	-----------------

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	D60 - конвексный датчик. Частота: 2.5 МГц, 3.5 МГц, 5.0 МГц. DL40 - линейный датчик. Частота:2.5 МГц, 7.5 МГц, 8.5 МГц. DR20 - микроконвексный датчик. Частота: 4.5 МГц, 5.0 МГц, 5.5 МГц. DER13 - вагинальный конвексный датчик. Частота: 5.5 МГц, 6.5 МГц, 7.5 МГц. DEL40 - ректальный линейный датчик. Частота: 6.5 МГц, 7.5 МГц, 8.5 МГц.
-------------	---

Описание

УЗИ сканер AcuVista RS880b - полностью цифровой портативный УЗИ сканер.

Техническая спецификация:

- серая шкала: 256 цветов;
- кинопетля: 400 кадров;
- преобразование изображения: верх/вниз, вправо/влево;
- измерения: Расстояние, площадь, объем, ЧСС, время;
- порты: Видео (PALD, NTSC), USB 2.0, мышь;
- отметки на теле: 40;
- комментарии: Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания;
- время работы от батареи: 3 часов;
- стандартная конфигурация: 3.5 MHz конвексный датчик (2.5 MHz, 3.5 MHz, 5.0 MHz);
- сетевой адаптер;
- мышь.